


BVI



Malosa[®] Single-Use Instruments

High Quality | Consistent | Efficient | Cost-Effective

Malosa[®] シングルユースインスツルメンツ

beaver-visitec.co.jp

Malosa® Single-Use Instruments

Malosa® シングルユース
インスツルメンツ

- **感染リスクを軽減**


シングルユースなので
患者や医療従事者の二次感染リスクを
軽減します

- **滅菌コストや管理コストの軽減**

再滅菌や修理が不要で
現場の作業効率を向上します

- **均一な品質**

品質が均一で信頼できるパフォーマンスを
提供します



Contents

フォーセップ (鉗子)	1-3
持針器	3
チョッパー / マニピュレーター	4
キャリパー	4
開瞼器	5
剪刀	6

Capsulorhexis Forcep

カプシュロレクシスフォーセップ

先端はCCC用で
切開創1.8mmの小切開にもお使いいただけます




Grasping/鈍



Sharp/シャープ



MMSU1567S



MMSU1568CS

※コントロールクリップ付き

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号	カタログ番号 ※クリップ付き
カプシュロレクシスフォーセップ カーブ/シャープ	カーブ12mm スタンダードハンドル80mm	20本	MMSU1567S	MMSU1567CS
カプシュロレクシスフォーセップ ストレート/シャープ	ストレート12mm スタンダードハンドル80mm	20本	MMSU1568S	MMSU1568CS
カプシュロレクシスフォーセップ ストレート/鈍	ストレート12mm スタンダードハンドル80mm	20本	MMSU1571S	MMSU1571CS
カプシュロレクシスフォーセップ カーブ/鈍	カーブ12mm スタンダードハンドル80mm	20本	MMSU1573S	MMSU1573CS

※Malosa Contour Clips (カタログ番号末尾がCS)

操作性向上のオプションとしてコントロールクリップを選択可能です。

コントロールクリップはハンドルに幅と丸みを持たせ、把持した際の安定感や操作性を向上させます。また、他製品と区別する目印にもなります。

Tying Forceps


タイイングフォーセップ



MMSU1125S 先端



MMSU1583S 先端



MMSU1125S

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
タイイングフォーセップ ストレート	チップ0.35mm プラットフォーム5mm ハンドル80mm	20本	MMSU1125S
タイイングフォーセップ アンクル	チップ0.35mm 45°アンクルシャフト8mm プラットフォーム5mm ハンドル80mm	20本	MMSU1127S
タイイングフォーセップ ストレート	チップ0.26mm プラットフォーム5mm ハンドル52mm	20本	MMSU1219S
ワカー抜糸用フォーセップ	チップ0.3×0.65mm カーブ28mm プラットフォーム5mm 先端90° ハンドル80mm	20本	MMSU1583S

Fixation Forceps

フォーセップ



ボンフォーセップ
1×2歯チップ



ホスキンスフォーセップ
ノッチ型チップ



MMSU1114S



MMSU1124S

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
ボンフォーセップ ショートバージョン	チップ0.3mm 1×2歯 ハンドル52mm	プラットフォーム5mm 20本	MMSU1123S
ボンフォーセップ	チップ0.45mm 1×2歯 ハンドル80mm	プラットフォーム5mm 20本	MMSU1124S
ホスキンスフォーセップ ショートバージョン	ノッチ型チップ ハンドル52mm	プラットフォーム5mm 20本	MMSU1114S
ホスキンスフォーセップ	ノッチ型チップ ハンドル80mm	プラットフォーム5mm 20本	MMSU1115S

Dressing Forceps

綿球用フォーセップ



MMSU0068S



MMSU1578S

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
綿球用ピンセット ストレート	先端11×23mm 全長180mm	10本	MMSU0068S
綿球用ピンセット ショート	先端17×24mm 全長125mm	20本	MMSU1578S

Haemostatic Forceps

止血鉗子



MMSU3007S



製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
モスキート鉗子 ストレート	把持面22mm幅 鋸刃 全長130mm	20本	MMSU0246S
モスキート鉗子 カーブ	把持面21mm幅 鋸刃 全長130mm	20本	MMSU3007S

Needle-Holders

持針器



MMSU1110S



製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
角膜用持針器	カーブ9mm 止無 全長106mm	20本	MMSU1110S
バラック持針器	カーブ5mm 止無 全長138mm	20本	MMSU3015S
カストロビエホ持針器	カーブ12.5mm 止有 全長142mm	20本	MMSU3013S

Choppers and Manipulators

チョッパー / マニピュレーター

あらゆる手技に適した種類と
コンビネーションがあります



フェイコチョッパー
MMSU1108S



コッホチョッパー (細)
MMSU1440S



ナガハラチョッパー
MMSU1441S



ボタンマニピュレーター
MMSU1142S



クーグレレンフック
MMSU1433S



シンスキーフック 0.2mm
MMSU1103S




シンスキーフック 0.1mm
MMSU1173S

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
フェイコチョッパー	先端0.3×1.5mm 45°アングルシャフト11.5mm ハンドル75mm ラウンドボトム	20本	MMSU1108S
コッホチョッパー (細)	先端0.25×1.4mm 45°アングルシャフト9.5mm ハンドル75mm ラウンドボトム	20本	MMSU1440S
ナガハラチョッパー	先端0.3×1.4mm 50°アングルシャフト10mm ハンドル75mm 刃付	20本	MMSU1441S
ボタンマニピュレーター	ボタン0.25×0.3mm 45°アングルシャフト12mm ハンドル75mm チップ1mm	20本	MMSU1142S
クーグレレンフック	フック0.27×1.1mm 45°アングルシャフト10mm ハンドル75mm	20本	MMSU1433S
シンスキーフック 0.2mm	フック0.2×0.5mm 45°アングルシャフト10mm ハンドル75mm	20本	MMSU1103S
シンスキーフック 0.1mm	フック0.1×0.6mm 45°アングルシャフト10mm ハンドル75mm	20本	MMSU1173S

Double-Ended Choppers

ダブルエンドチョッパー



製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
フェイコチョッパー / マッシュルームマニピュレーター	チョッパーチップ0.3×0.95mm マッシュルームチップ0.45×0.65mm	20本	MMSU1487S

Caliper

キャリパー



MMSU1401S

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
カストロヴィエホキャリパー ストレート	30mm 目盛0.5mmごと	20本	MMSU1401S

Speculums

開瞼器



MMSU1488S


Adjustable Speculums

調節付き開瞼器


製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
調節付き開瞼器 オープン型	開瞼部14×5mm φ 1mm	20本	MMSU1290S
調節付き開瞼器 ブレード型	開瞼部14.5×6mm φ 1mm	20本	MMSU1488S
調節付き開瞼器 ブレード型	開瞼部14.5×7.5mm φ 1mm	20本	MMSU1566S

Sprung Wire Speculums

ワイヤー開瞼器




バラック開瞼器 カーブ(小)
MMSU1474S




バラック開瞼器 ストレート(小)
MMSU1475S




バラック開瞼器 カーブ
MMSU1479S



クラッツ - バラック開瞼器
MMSU1252S



バラック開瞼器 カーブ
MMSU1250S



新生児用開瞼器(小)
MMSU1262S


製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
バラック開瞼器 カーブ(小)	開瞼部14.5×6mm φ 0.9mm	20本	MMSU1474S
バラック開瞼器 ストレート(小)	開瞼部14.5×7mm φ 0.9mm	20本	MMSU1475S
バラック開瞼器 カーブ	開瞼部14.5×6mm φ 1.0mm	20本	MMSU1479S
クラッツ - バラック開瞼器 オープン型	開瞼部14×6.5mm φ 0.9mm	20本	MMSU1252S
バラック開瞼器 カーブ クローズ型	開瞼部16.5×5mm φ 1.0mm	20本	MMSU1250S
新生児用開瞼器(小) クローズ型	開瞼部7×3mm φ 0.8mm	20本	MMSU1262S

Scissors

剪刀



MMSU1218S



Sprung Scissors スプリング剪刀

製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
カストロヴィエホ剪刀 カーブ	鈍 0.5×0.6mm 刃11.5mm ハンドル34mm	20本	MMSU1218S
ヴァナス剪刀 カーブ	鋭 刃8mm ハンドル34mm	20本	MMSU1140S
ウェスコット剪刀 カーブ	鋭 0.25×0.3mm 刃12mm ハンドル36mm	20本	MMSU1211S

Dressing Scissors ドレッシング剪刀



MMSU0441S



製品名	規格	入数 / 箱	カタログ番号
ドレッシング剪刀 カーブ	鋭 刃24.5mm 全長100mm	20本	MMSU0441S
ドレッシング剪刀 ストレート	鋭 刃24.5mm 全長102mm	20本	MMSU0454S

Malosa® ディスポーザブル カタラクト・インスツルメントキットのご用命

製品を組み合わせたキットのご用命も承ります。
詳しくは弊社担当営業員にご相談ください。



認証 / 届出番号	販売名
13B1X10112BVI023	Malosa シングルユース 持針器
230AFBZX00065000	Malosa シングルユース スパーテル
230AFBZX00066000	Malosa シングルユース フォーセップ
230AFBZX00067000	Malosa シングルユース 固定リング
230AFBZX00068000	Malosa シングルユース 開險器
302AFBZX00002000	Malosa シングルユース シザーズ
302AFBZX00036000	Malosa シングルユース インスツルメントキット

製造販売元
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階
www.beaver-visitec.co.jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417
メール : az-center@beaver-visitec.co.jp



I-2020-06-1500