

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000
BVI メロセル インストルメントワイブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

四角形のスポンジで、端に切り込みが入っている。

〈外観写真〉



原材料: ポリビニルアルコール

【使用目的又は効果】

細いひも状のスポンジで灌流液等を目尻から顔の側面に誘導する。またインストルメントワイブとして器具の先端等に付着した血液や汚れを拭く。

【使用方法等】

灌流液等を目尻から顔の側面に誘導する細いひも状のスポンジとして使用したり、器具の先端等に付着した血液や汚れを拭くスポンジ(インストルメントワイブ)として使用したりする。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

****【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・梱包材料に傷を付けたり、ピンホールを生じないように保管すること。

** 〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証(当社データ)による]

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

*Tel: 0120-991-092

**外国製造業者:

Medsorb Dominicana, S.A.

国名: ドミニカ共和国