




フルイドコントロール



PVA素材

ハンドル長さ 7.16cm

ウルトラクリーン LASIKアイスパア 槍型(グリーン)

先端が槍型でコントロールしやすく、吸水性に優れています。
PVA素材でリントフリーなので、LASIKや角膜移植手術などに適しています。



入数：100本/箱

製品名	カタログ番号
ウルトラセル LASIKアイスパア 槍型 (グリーン) 5本入り x 2パウチ x 10袋	40815

※6

ウルトラセルアイスパア 槍型 槍型(ブルー)

先端が槍型でコントロールしやすく、吸水性に優れています。
PVA素材で、急速な水分吸収を必要とする白内障手術やその他の眼科処置に適しています。



入数：下記参照

製品名	カタログ番号
ウルトラセルアイスパア 槍型(ブルー) 5本入り x 20袋	40400-8
ウルトラセルアイスパア 槍型(ブルー) 10本入り x 20袋	40405-8

※6

Visitec LASIKアイスパア

先端が槍型でコントロールしやすく、吸水性に優れています。
PVA素材で、術中の操作や吸収に優れていて、
フラップ調整などにも適しています。



入数：100本/箱

製品名	カタログ番号
LASIKサージカルスポンジ (オレンジ)	581761

※1

Visitec LASIK サージカルスポンジ(膨脹型)

PVA素材で先端が膨脹型なので、使用開始後すぐに吸水します。



入数：40本/箱

製品名	カタログ番号
LASIKサージカルスポンジ (膨脹型)	581709

※1

Visitec セルローススポンジ

吸水性に優れたセルロース製で、術野から急速に吸水します。
先端部分が薄く、操作性に優れています。



入数：100本/箱

製品名	カタログ番号
サージカルスポンジ 槍型 (7cm) (マゼンダ)	581089

※1

ウェックセル セルローススポンジ

吸水性に優れたセルロース製で、術野から急速に吸水します。
先端部分が薄く、操作性に優れています。



入数：下記参照

製品名	カタログ番号
ウェックセル アイスパア 6本入り x 24袋	0008680
ウェックセル アイスパア 10本入り x 18袋	0008685

※2

角膜ライトシールド

Visitec 角膜ライトシールド

PVA製のシールドで柔らかく、顕微鏡のライトから網膜を保護します。
事前に水分を加えるとさらにソフトになり、角膜の形状に添って
角膜を保護します。



入数：20枚/箱

製品名	カタログ番号
角膜用ライトシールド 直径8mm	581062

※4

スポンジポイント

Weck-Cel スポンジポイント

セルロース製で吸収性に優れています。



入数：240個/箱

製品名	カタログ番号
ウェックセル スポンジポイント	0008661

※2

LASIKドレーン

LASIKアイドレーン（チャヤット）

LASIK手術において角膜実質上から水分を吸収します。



入数：20枚/箱

製品名	カタログ番号
LASIKドレーン（チャヤット）10mm孔	581098

※3

LASIKアイシールド（パナージ）

LASIK手術においてヒンジとフラップを保護します。



入数：20枚/箱

製品名	カタログ番号
LASIKシールド（パナージ）直径部4mm	581099

※3

フルイドコレクション

フルイドコレクションバッグ

廃液バッグ。術野周りを清潔に保ち、手術室の清掃時間を短縮します。
バッグ裏面に粘着テープ付きで、ドレープに固定できます。



581005



581070

入数：20枚/箱

製品名	カタログ番号
フルイドコレクションバッグ 17 x 16cm 250mL	581005 ※7
ミニフルイドコレクションバッグ 9 x 16cm 100mL ウイック付き (長さ：0.4 x 15cm)	581070 ※5

器具用ワイパー

器具用ワイパー



入数：20枚/箱

製品名	カタログ番号
器具用ワイパー 7.3 x 7.3cm	581047

※7

ダイヤモンドクリーニングブロック

PVA製で吸収性が高く、リントフリー素材です。
4.5cm シングルユース 滅菌済



入数：1個/箱

製品名	カタログ番号
ダイヤモンドクリーニングブロック 4.5cm	400119

※7

その他

サージカルスポンジ スティック型

6.6 cm 直径約5mm



入数：下記参照

製品名	カタログ番号
サージカルスポンジ スティック型 6.6cm 10本入り x 25袋	581060

※1